ペースメーカーのチェックを行っています

※予約制です。詳しくは外来看護師までおたずねください

症状のない方 → 3~6ヶ月ごとにチェックを受けましょう

めまいや失神などがある方 → <mark>できるだけ早く</mark>チェックを 受けましょう



- ロペースメーカー手帳は常に携帯しておきましょう
- ペースメーカー植え込み部の皮膚に赤みやかゆみがある 場合は診察を受けてください
- 口 しゃっくりが頻繁に起こる際は診察を受けてください
- □ 以下のような場所を避けてください

(1) 近づいても、使用しても影響を受けないもの

- 電子レンジ
- 電気洗濯機、電気冷蔵庫
- ヘアドライヤー
- ファクシミリ、パソコン
- TVゲーム

- 電気敷布、毛布
- 電気バリカン、電気カミソリ
- テレビ、ラジオ
- 補聴器
- 血圧測定器

- 電気こたつ、電気掃除機
- 電動マッサージ機
- コピー機
- 電車、自動車(車内)、バイク

(2) 近づく、あるいは使用すると影響が出ると思われるもの

- 電磁調理器、IH炊飯器
- 高出力トランシーバー
- 盗難防止器
- 全自動麻雀卓

- 電気のこぎり、ドリル、研磨機
- 携帯電話
- 金属探知機

- 火花を散らすモーター
- 家庭用コードレスフォン、PHS
- ▶ 体脂肪計

(3) 影響を受ける物、場所

- 誘導溶解炉
- 不良電気器具
- 発電装置
- 強力な磁場の発生する場所

- レーダーアンテナ
- ▶ アーク溶接器、スポット溶接器
- 大型モーター
- 自動車のエンジンルームをのぞき込む
- 放送所アンテナ、中継基地
- 低周波治療器、高周波治療器
- 高電圧設備